

HEISSES UND KALTES PHOTONEN-KOSMETIKGERÄT

Bedienungsanleitung



Verkleinert die Poren, fördert die Aufnahmefähigkeit, strafft die Haut und hellt sie auf

Auf Gesicht, Augen und Hals auftragen; Leicht zu transportieren, geeignet für den Heimgebrauch und auf Reisen

1.EINLEITUNG

1 Schönheitsprinzip der akustischen Schwingung

Studien haben gezeigt, dass Hände und Reinigungswellen die oberste Schicht der Haut reinigen können, aber die Poren nur schwer. Nur durch die Reinigung der Öl-Rückstände in den Poren wird die Haut tiefenrein. 46 Jahre dermatologische Forschung, Erfahrung in der Hautpflege und der Forschungs- und Entwicklungsprozess durch die Hautexperten sind mit den fortschrittlichen Ingenieuren unseres Unternehmens für Mikro-Vibrations-Technologie und Lichtwellen-Therapie-Technologie kombiniert. Das intelligente Design, das sich der Gesichtsform anpasst, reinigt die Haut vollständig und ohne eine Stelle zu vergessen. Der Vibrationseffekt bewirkt, dass der tiefe Schmutz in den Poren entfernt wird, wodurch jede Pore rein und die Haut zart und klar wird.



Ableitung positiver Ionen

NACH DEM PRINZIP DER IONISCHEN LADUNG WIRD ÖL UND SCHMUTZ AUS DEN POREN GEZOGEN

Von Hand gewaschen

GEWÖHNLICHES HÄNDEWASCHEN KANN DEN SCHMUTZ NUR VON DER OBERFLÄCHE DER HAUT ENTFERNEN

2 —

Untersuchungen von japanischen Universitätsprofessoren zeigen, dass eine wiederholte Erwärmung der Haut auf 42 °C hilft, HSP-Proteine zu produzieren, Hautzellen zu reparieren, die Hautelastizität zu stärken und die Faltenbildung zu verhindern. Das Photonegerät erwärmt sich auf 38 °C bis 42 °C. Dadurch werden die Poren erweitert und bis in die Tiefe gereinigt. Der Eiseffekt mit etwa 6 °C verbessert blasse Haut effektiv. Wärme und Kälte sind alternative Hautpflegemöglichkeiten, die schnelle Dehnungs- und Kontraktionsbewegungen der Haut fördern können. Die Schönheit dieser sanften Muskelbewegung hilft, die Durchblutung der Haut anzuregen und den Stoffwechsel der Haut zu beschleunigen. Zusätzlich zur effektiven Verminderung von dunklen Augenringen und einfachen Augenfalten wird die Klarheit der Haut deutlich verbessert.

Effekt des Eisgefühls

1. Hilft, die Haut zu straffen, die Elastizität zu erhalten und Allergien und anderen Problemen vorzubeugen.
2. Verkleinert die Poren, speichert Feuchtigkeit und reduziert Falten.
3. Es kann Muskelschmerzen lindern, Hautmüdigkeit reduzieren, Spannungsgefühle der Haut lindern, Hautrötungen und Schwellungen reduzieren und der Bildung von Akne entgegenwirken.

Wärmeeffekt

1. Warm, warm und wohltuend, hilft, die Muskeln zu entspannen und Schmerzen zu lindern.
2. Stimuliert die Blutzirkulation, öffnet die Poren, lässt die Haut schnell eine Vielzahl von Hautpflegeprodukten aufnehmen, lässt die Haut doppelt absorbieren, lässt die Haut elastischer werden.
3. Verwenden Sie ein Stück Make-up-Watte - die Tiefenreinigung kann Giftstoffe im Gesicht sowie Mitesser und Schmutz besser ableiten.

3 Prinzipien der Lichtwellentherapie

Rotlicht-Modus:

1. Rotlicht kann die Aktivität der Zellen verbessern, den Stoffwechsel der Zellen fördern, die hauteigene Kollagen- und Gewebeproduktion zur Auffüllung anregen, die Blutzirkulation beschleunigen, die Hautelastizität erhöhen und gelbliche sowie dunkle, trockene Haut verbessern, um einen Anti-Aging-, Anti-Oxidations- und Reparatur-Effekt zu erzielen.
2. Wird vollständig von den Fibroblasten aufgenommen und fördert das Zellwachstum.
3. Beschleunigt die Bildung von neuem Kollagen und Elastin.
4. Verdickung und Restrukturierung der Dermis
5. Entwickelt rosige, zarte und elastische Haut.

Blaulicht-Modus:

Blaues Licht hat eine schnelle entzündungshemmende Wirkung und Wunden werden bei ihrer Entstehung gestoppt. Sie werden hauptsächlich durch Propionsäurebakterien verursacht. Das blaue Licht greift die Haut nicht an und kann die Bakterien effizient zerstören, die Bildung von Akne minimieren und in kurzer Zeit die Entzündung der Akne deutlich reduzieren. So kann die Haut heilen. Es wirkt entzündungshemmend, gegen Akne und regelt die Funktion der Hautdrüsen. Für fettige Haut und zur effektiven Pflege von Narbenhaut geeignet.

2.PRODUKTEINSTELLUNGEN



Produktname: Heisses und kaltes multifunktionales Kosmetikgerät	Abmessung: 168x52x22 MM
Temperatur: 0-44°C	Frequenz: 8200RPM
Material: ABS + Elektronik	Leistung: 4,5 W
Schwingungsfrequenz: 200 Mal/SEK.	Stufen: 5

3.FUNKTIONSANLEITUNG

1. Bei der ersten Verwendung muss das USB-Ladekabel mit der Ladebuchse verbunden werden, und das andere Ende wird an die externe Stromversorgung angeschlossen. Der LED-Anzeigebildschirm verfügt über eine fünfstufige Zyklus-Ladeanzeige. Jede Ladezeit beträgt ca. 5-6 Stunden.
2. Bitte reinigen Sie Ihre Haut vor der Verwendung.
3. Nehmen Sie das geladene Gerät, drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste. Die LED-Anzeige wird grün. Das Gerät wechselt in den voreingestellten Heizmodus. Die Temperatur der Kosmetiksonde aus Metall steigt. Drücken Sie dann erneut die Heiztaste (J). Das Hauptgerät startet gleichzeitig die kosmetische Vibrationsfunktion.




4.SICHERHEITSMASSNAHMEN


1. Bitte lesen Sie die (Sicherheitshinweise) in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden, und benutzen Sie es dann ordnungsgemäss.
2. Bitte verwenden Sie das Kosmetikgerät gemäss der Bedienfolge.
3. Bitte demonstrieren Sie das Gerät nicht selbst. Bitte wenden Sie sich für die Reparatur an eine Fachwerkstatt.
4. Bitte verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, um einen Funktionsverlust oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
6. Laden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung, um einen Kurzschluss, elektrischen Schlag, Brand sowie andere Schäden am Gerät zu vermeiden.
7. Bitte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten benutzen lassen. Minderjährige sollten bei der Benutzung von Erwachsenen begleitet und angeleitet werden.
8. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte lagern Sie es nicht in Wasser oder ätzenden Chemikalien.

5.GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Drücken Sie die Einschalttaste (3 Sekunden lang gedrückt halten), um das Kosmetikgerät zu starten. Der Standardmodus ist beim Starten „heiss“ und 1 (zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten).
2. Drücken Sie im Betriebszustand des Gerätes die Einschalttaste, um den Rotlichtmodus zu starten, drücken Sie ein zweites Mal, um in den Blaulichtmodus zu wechseln, und drücken Sie ein drittes Mal, um die Lichttherapie auszuschalten.
3. Drücken Sie die Kühltaste, die LCD-Anzeige wird blau aufleuchten. Das Gerät wechselt in den Kühlmodus und die Temperatur der Metallsonde sinkt.
4. Drücken Sie die Heiztaste und die LCD-Anzeige wird rot aufleuchten. Das Gerät wechselt in den Heizmodus und die Temperatur der Metallsonde steigt.
5. Drücken Sie auf die Taste für die Temperatureinstellung, um die Temperatur zu regeln. Die Temperatur kann je nach persönlicher Präferenz eingestellt werden.



6. Die Schritte sind in der folgenden Abbildung dargestellt



Poren öffnen und Öl und Schmutz öffnen
Starten Sie zum Reinigen des Gesichts den Heiz-/Vibrationsmodus. Die Wärme öffne die Poren, lockert den Schmutz und entfernt ihn in der Tiefe. Die Poren werden gereinigt und Mitesser verschwinden!

Aufnahmefähigkeit unterstützen und Haut befeuchten
Tragen Sie nach der Reinigung Kosmetika, Lotionen und Essenzen auf das Gesicht auf, schalten Sie den Heiz-/Vibrationsmodus ein und fördern Sie die doppelte Aufnahmefähigkeit von Pflegeprodukten (je nach persönlichen Hautbedürfnissen können Sie zwischen Rot- und Blaulicht wählen).

Haut doppelt straffen und versorgen
Nachdem die Hautpflegeprodukte eingezogen sind, wird der Vibrationsmodus zur Kühlung gestartet, um die Poren zu verkleinern und die Haut zu straffen. Die Vibrationsmassage wird gestartet und aufgenommen (Rot-/Blaulicht kann je nach persönlichen Hautbedürfnissen zugeschaltet werden).


Warnung

1. Bei übermässiger Hitze oder Kälte stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein, um Schäden oder einen Brand zu vermeiden.
2. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie nicht dagegen, falls es ausfallen sollte.
3. Verwenden Sie beim Gebrauch eine Essenz, um ein Austrocknen der Haut zu vermeiden.
4. Bitte verwenden Sie kein beschädigtes Stromkabel, um einen Kurzschluss und Brand zu vermeiden.
5. Nicht zu verwenden von: Herzpatienten, Patienten mit hohem Fieber, Patienten mit infektiösen Krankheiten, Tumorpatienten, Patienten mit Hautwunden, Patienten, die medizinische Geräte verwenden, Patienten mit Hautkrankheiten, schwangeren Frauen, stillenden Frauen, Menschen mit Sonnenschäden, hautempfindlichen Menschen und Menschen mit Gefässerweiterungen.

1. Diese Garantiekarte gilt nicht für elektronische Störungen, die durch Produkt-, Technologie- und Qualitätsfehler in der Produktion verursacht wurden.
2. Die Garantiezeit beträgt ein Jahr, d. h. die Garantie gilt ab dem Verkaufsdatum und ist ein Jahr lang gültig.
3. Innerhalb der Garantiezeit wird das Unternehmen die defekten Teile kostenlos austauschen, wobei die Rücksendekosten vom Kunden zu tragen sind.
4. Im Falle eines Schadens muss der Kunde die Kosten für die Ersatzteile und den Hin- und Rücktransport übernehmen.
5. Die Garantiekarte sollte mit der Original-Slotnummer und gut lesbar ausgefüllt werden. Änderungen sind nicht zulässig.

Produktname		Produktmodell	
Benutzername		Kontakt	
Kaufdatum		Erwerbsart	
Benutzer-adresse			
Reparaturprotokoll			
Datum	Reparaturumfang	Reparaturergebnis	Auftraggeber

Standard: GB 4706.1-1.2005
Standard: gb4706.15-2008



APPAREIL DE BEAUTÉ À PHOTON
CHAUD ET FROID

Notice d'utilisation




Resserre les pores, favorise l'absorption, raffermi et blanchit la peau

Traitement du visage des yeux et du cou ; facile à transporter ; convient pour usage à la maison et en voyage.

1.INTRODUCTION

1 Technologie des vibrations sonores

Des études ont démontré que le nettoyage à la main et par ondes débarrasse la couche supérieure de la peau de ses impuretés, mais désengorge plus difficilement les pores en profondeur. Seule une désincrustation des résidus grasseeux retenus dans les pores peut désinfecter et restaurer les couches inférieures de la peau. 46 ans d'expérience et de recherches en soins dermatologiques, un processus de recherche et développement mené sous la directive d'experts dermatologiques tout au long de la conception, combinés au travail des ingénieurs de pointe de notre société ont abouti à l'association de la technologie des micro-vibrations et de la luminothérapie. Un design intelligent qui suit parfaitement les courbes du visage, nettoie la peau en profondeur en ne négligeant aucune zone, l'effet zhuo déloge par vibrations les impuretés profondément incrustées, nettoie chaque pore et rend la peau plus lumineuse et transparente.



Dérivation des ions +

UTILISE LE PRINCIPE DE LA CHARGE EN IONS :LES IONS OPPOSÉS S'ATTIRENT ET ABSORBENT LES GRAISSES

Lavage à la main

LE LAVAGE ORDINAIRE À LA MAIN ÉLIMINE SEULEMENT LES SALETÉS DE LA COUCHE SUPÉRIEURE DE LA PEU

1 Principes des soins cosmétiques chauds et froids

Des études menées par des professeurs d'université au Japon ont démontré qu'amener la chaleur de la peau de façon régulière à 42°C favorise la production de protéines HSP, la réparation des cellules cutanées, améliore l'élasticité de la peau et empêche l'apparition des rides, (les appareils à photon utilisés par les coiffeurs chauffent entre 38-42°C), stimule la dilatation des pores, confort d'un nettoyage en profondeur, la sensation atténuée de froid aux environs des 6°C agit visiblement sur les imperfections, l'alternance des soins cosmétiques chauds/froids stimule la dilatation rapide de la peau et les mouvements de contraction. Ce léger massage musculaire offre l'avantage de booster la circulation sanguine, d'accélérer le métabolisme de la peau avec en plus l'atténuation des cernes et ridules au niveau des yeux. La peau gagne visiblement en transparence.

1

Effet refroidissant

- Aide à retendre la peau, maintenir son élasticité et à prévenir les allergies et autres problèmes cutanés.
- Resserre les pores, bloque l'humidité et réduit les rides.
- Peut soulager les douleurs musculaires, réduire la fatigue cutanée, soulager les tiraillements et réduire les rougeurs de la peau ainsi que les gonflements ; peut faire obstacle aux poussées d'acné.

Effet réchauffant

- Chaud, chaud et apaisant favorise la relaxation musculaire, remédie aux douleurs et aux courbatures.
- Stimule et accélère la circulation sanguine, accélère la dilatation des pores, et aide la peau à absorber plus rapidement toute une gamme de produits cosmétiques, les produits de soins pénètrent deux fois plus vite, préserve l'humidité naturelle de la peau et son élasticité.
- Utilisez un coton de démaquillage, un nettoyage en profondeur peut favoriser l'élimination des toxines faciales, des points noirs, des saletés incrustées.

3. Principes de la luminothérapie

Mode lumière rouge :

- La lumière rouge permet d'améliorer l'activité cellulaire, de stimuler le métabolisme cellulaire, de réactiver la production de collagène et de tissus fibreux, et aider ainsi la peau à se repulper ; accélérer la circulation sanguine renforcer l'élasticité de la peau et remédier au jaunissement et assombrissement de la peau pour obtenir un effet anti-âge, anti-oxydation et réparateur.
- Totalement absorbée par les fibroblastes stimulant le processus de croissance cellulaire.
- Accélère la croissance de nouvelles fibres d'élastine et de collagène.
- Épaississement et reconstruction du derme
- Résultat : une peau rosée, délicate et reliftée.

Mode lumière bleue :

La lumière bleue a pour effet d'inhiber rapidement l'inflammation, les lésions en cours de formation sont actuellement surtout dues à l'action de bactéries propioniques et à condition que la peau ne soit pas endommagée, la lumière bleue est capable de détruire efficacement les bactéries, minimiser l'apparition d'acné et en peu de temps, réduire significativement l'inflammation acnéique pour la guérir, anti-inflammatoire, acné, boutons d'acné, peut réguler le fonctionnement des glandes sébacées, utilisée pour les peaux grasses, le cancer des peaux foncées, soin efficace pour lisser les cicatrices.

2

2.PARAMÈTRES DU PRODUIT



Nom du produit : Appareil de beauté Chaud et Froid multi-functions	Dimensions: 168 x 52 x 22 mm
Température de fonctionnement : 0-44°C	Fréquence: 8200 RPM
Matériaux: ABS + électronique	Puissance: 45 W
Fréquence de vibration: 200x/sec.	Vitesses : 5

3

3. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Avant la première utilisation, il est nécessaire de connecter le câble de chargement sur le port de charge de l'appareil, et de brancher l'autre extrémité à une source d'alimentation électrique externe. L'écran LED affiche un indicateur de cycle de charge en 5 étapes. Le temps de charge est d'environ 5-6 heures.
- Assurez-vous de bien nettoyer votre peau avant d'utiliser l'appareil.
- Prenez l'appareil chargé et appuyez sur la touche pendant 3 secondes, l'écran LED devient vert, par défaut l'appareil se règle sur la phase de chauffe, la température de la sonde métallique augmente, ensuite appuyez à nouveau sur le bouton de chauffe(J), et l'élément principal de l'appareil se placera simultanément sur fonction vibration.




4.PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ !

- Veillez lire attentivement les consignes de sécurité décrites dans le manuel avant d'utiliser l'appareil et faites ensuite un usage approprié de l'appareil.
- Veillez utiliser l'appareil de beauté en suivant la séquence des opérations indiquée.
- Veillez ne pas démonter l'appareil vous-même. Faites toujours appel à un atelier spécialisé pour toute réparation.
- Veillez ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu dans la notice d'utilisation.
- Veillez ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans des conditions de températures élevées ou dans un environnement humide afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de perdre des fonctionnalités.
- Ne pas effectuer le chargement dans un milieu humide afin d'éviter les courts-circuits, l'électrocution, les risques d'incendie et autres événements dommageables.
- Veillez laisser l'appareil hors de portée des enfants ou des personnes handicapées physiquement. Les mineurs doivent se faire aider et guider par un adulte pour l'utilisation de l'appareil.
- Ce produit n'est pas étanche. Veillez ne pas stocker l'appareil dans l'eau ou dans des substances corrosives.

4

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Appuyez sur la touche ON (pendant 3 secondes) pour allumer l'appareil de beauté, le mode « chaud » s'enclenche par défaut au démarrage, et le mode par défaut est 1(appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil).
- Lorsque l'appareil est en état de fonctionnement normal, appuyez sur la touche ON pour démarrer le mode lumière rouge, appuyez une seconde fois pour commuter sur le mode lumière bleue, et appuyez une troisième fois pour arrêter la luminothérapie.
- Appuyez sur le bouton réfrigération, l'écran LCD devient bleu, et l'appareil se place en mode refroidissement, la température de la sonde métallique baisse.
- Appuyez sur le bouton de chauffe, l'écran LCD devient rouge, et l'appareil se place en mode chauffant et la température de la sonde métallique augmente.
- Appuyez sur le bouton de réglage de la température pour régler la température. Il est possible de régler la température selon vos préférences.



5

- Suivre les étapes comme illustré sur les images ci-contre

Nettoie les pores en profondeur pour en extraire tout excès de sébum et toutes impuretés.

Nettoyage du visage à chaud : régler l'appareil sur le mode chaud/vibration pour dilater les pores. Par la chaleur, cassez les saletés et délogez les impuretés profondément incrustées dans les couches inférieures. Les pores sont purifiés, tous les points noirs sont éliminés !

Stimule l'absorption et hydrate la peau

Après le nettoyage, appliquer les cosmétiques, lotions et produits de beauté sur le visage. Régler l'appareil sur le mode chaud/vibration et stimuler la double absorption des produits de soins(en fonction de vos besoins cutanés personnels il est possible de choisir la lumière rouge ou bleue.

Tend la peau, nourrit deux fois plus vite

Après pénétration des produits de soins, démarrer le mode vibrations sonores de réfrigération pour resserrer les pores, retendre la peau ; le massage par vibrations est appliqué et absorbé (il est possible d'ajouter la lumière bleue ou rouge en fonction de vos besoins cutanés personnels.

Avertissement


- Si l'appareil ne chauffe pas assez ou chauffe anormalement fort, veuillez immédiatement débrancher l'appareil pour éviter de l'endommager et écarter les risques d'incendie.
- En cas de panne, veuillez ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil
- Peut en cours d'utilisation apporter un supplément d'essence afin de ne pas dessécher la peau.
- Veillez ne pas utiliser le cordon d'alimentation endommagé si un court-circuit devait se produire ou lors d'un incendie
- Appareil NON RECOMMANDÉ pour : Les personnes cardiaques et présentant une forte fièvre, les personnes souffrant d'une maladie infectieuse, les personnes souffrant d'une tumeur maligne, les personnes présentant des blessures cutanées, les personnes souffrant d'une maladie aiguë et utilisant des dispositifs médicaux, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes présentant un nombre excessif de mélanomes dus au soleil, les personnes particulièrement sensibles à la vasodilatation.

6

- Cette carte de garantie est gratuite et valable en cas de performances électriques insuffisantes dues à l'appareil, à la technologie utilisée et à des problèmes de qualité lors de la production.
- La garantie a une durée de 1 an. La garantie prend effectivement cours à la date d'achat du produit et reste valable une année.
- Pendant la période de garantie, la société remplacera les pièces défectueuses gratuitement, et les frais d'envoi pour les marchandises retournées au client seront à charge du client.
- En cas de détérioration, les frais de réparation, pièces et coûts de transport seront à charge du client.
- La carte de garantie doit être remplie avec le connecteur d'origine et d'une écriture lisible. Aucune altération n'est autorisée.

Nom du produit		Modèle	
Nom d'utilisateur		Contact	
Date d'achat		Mode d'achat	
Adresse d'utilisateur			

Rapport de réparation			
Date	Type de réparation	Résultats	Principal



Standard: GB 4706.1-1.2005
Standard: gb4706.15-2008