

593.525


Produktpräsentation



Massageköpfe




Wirkt auf tiefes Gewebe, plantare Akupunkturpunkte wie Meridiane und Gelenke.



Wirkt auf verschiedene Muskelpartien wie Handfläche, Fußsohle usw.



Wirkt auf die Massage des Nackens und der Achillessehne der Wirbelsäule.



Wirkt auf große Muskelgruppen, Beine, Hüften und andere tiefe Bereiche.

Produktnutzen

3-in-1-Massage

Modus A: heiße Kompresse





Verwenden: Um das Gerät einzuschalten, lange drücken (etwa 2 Sekunden lang) und drücken Sie dann die Taste um die Intensität des Geräts einzustellen. Um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie die Taste (3 Temperaturen sind möglich: H1 (40°C), H2 (48°) und H3 (53°C)).

Drücken Sie die Taste erneut um den Niederfrequenzimpuls auszulösen. Die heiße Kompresse und der Impuls können gleichzeitig oder getrennt verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Um Knochen und Muskeln zu schützen und Schäden durch langfristige Fixpunktmassagen zu vermeiden, stoppt die Massagepistole automatisch nach 15 Minuten.

Ersetzen Sie den Massagekopf





1. Ein-/Aus-Taste (lang drücken zum Starten/lang drücken zum Ausschalten)
2. Der Massagekopf kann entfernt und ersetzt werden. Um den Massagekopf zu entfernen, ziehen Sie ihn einfach mit Gewalt heraus.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen ein 5-V-Ladegerät
4. Schließen Sie während der ersten drei Stunden bitte das 5-V-Stromkabel zum Aufladen an
5. Digitale Ladeanzeige: 1.2.3.....99 zeigt volle Ladung an

Verwendung bei:

- Schmerzen und Krämpfe aufgrund von Muskelprellungen, Verstauchungen und Zerrungen
- Hilft beim Abfluss von Flüssigkeit aus Ödemen im geschwollenen Bereich
- Reduzieren Sie die Bildung von Milchsäure in den Muskeln
- Erhöhen Sie den Bewegungsumfang der Gelenke
- Beseitigen Sie Muskelermüdung

VORSICHT bei:

- Aneurysmen, Blutungen, Anwendung von Blutverdünnern
- Herzerkrankungen, Herzschrittmacher oder Defibrillator - Schwangerschaft, Krebs
- Das Gerät kann innerhalb von 90 Tagen nicht innerhalb von 3 Zoll von der internen Halterung verwendet werden

- - Empfindliche Bereiche: Kopf, Gesicht, Halswirbelsäule, Wirbelkörper-Schienbein, Fußrücken, Handrücken etc.

Inhalt

host x1



Type-C charging cable x1



Instruction x1



Conical head




Ball head



U-shaped head



Wolf tooth head



Produktname: Massagepistole

Nennspannung: 7,4 V

Motorleistung: 30W

Schnittstellentyp: Typ-C-Schnittstelle

Revolutionen: 1800-3200

Ausstattung: 12-fach Krafteinstellung

Massageköpfe: 4

Material: elektronische Bauteile + ABS-Kunststoff

Produktgewicht: 520 g

Produktgröße: 149 x 44 x 144 mm

Pistolet de massage 3 en 1

593.525


Présentation du produit



Têtes de massage




Agit sur les tissus profonds, les points d'acupuncture plantaires, tels que les méridiens et les articulations.



Agit sur diverses parties musculaires, telles que la paume, la semelle, etc



Agit sur le massage du cou et du tendon d'Achille de la colonne vertébrale.






Agit sur les grands groupes musculaires, jambes, hanches et autres zones profondes.


Utilisation du produit



Massage 3 en 1


Mode A : compresse chaude


Utilisation : pour allumer l'appareil appuyer longtemps sur  (pendant 2 secondes environ) et ensuite appuyer sur le bouton  pour régler l'intensité de l'appareil. Pour augmenter la température, appuyer sur le bouton  (3 températures sont possibles : H1 (40°C), H2 (48°) et H3 (53°C)).

Appuyer à nouveau sur la touche "" pour enclencher l'impulsion à basse fréquence. La compresse chaude et l'impulsion peuvent être utilisés simultanément ou séparément.

Précautions : afin de protéger les os et les muscles et d'éviter les dommages causés par un massage à point fixe à long terme, le pistolet de massage s'arrête automatiquement après 15 minutes.

Remplacer la tête de massage





1. Bouton marche/arrêt (appuyez longuement pour démarrer/appuyez longuement éteindre)
2. La tête de massage peut être retirée et remplacée. Pour retirer la tête de massage, il suffit de la tirer avec force.
3. Veuillez utiliser un équipement de charge 5V pour le chargement
4. Pendant les trois premières heures, veuillez connecter le câble d'alimentation 5V pour la charge
5. Affichage numérique de charge : 1.2.3.....99 indique une charge complète

Utilisations en cas de :

- Douleur et spasme dus à une contusion musculaire, une entorse et une foulure
- Aide l'écoulement du liquide de l'œdème dans la zone enflée
- Réduire l'accumulation d'acide lactique dans les muscles
- Augmenter l'amplitude de mouvement des articulations
- Éliminer la fatigue musculaire

ATTENTION en cas de :

- Anévrismes, saignements, utilisation d'anticoagulants
- Maladie cardiaque, stimulateur cardiaque ou défibrillateur - Grossesse, cancer
- L'appareil ne peut pas être utilisé à moins de 3 pouces de la fixation interne dans les 90 jours


- Zones sensibles : tête, visage, colonne cervicale, corps vertébral-tibia, dos du pied, dos de la main, etc.

Contenu

host x1



Type-C charging cable x1



Instruction x1



Conical head




Ball head



U-shaped head



Wolf tooth head



Nom du produit : pistolet de massage

Tension nominale : 7,4 V

Puissance moteur : 30W

Type d'interface : interface de type C

Révolutions : 1800-3200

Équipement : Réglage de la force à 12 vitesses

Têtes de massage : 4

Matériau : composants électroniques + plastique ABS

Poids du produit : 520 g

Taille du produit : 149 x 44 x 144mm