

560.771 Instruction produit du masseur corporel

Précautions:

1. Ce produit est déconseillé aux personnes ayant des capillaires fragiles ou des maladies vasculaires.
2. Peut provoquer des ecchymoses mineures chez les personnes ayant la peau sensible et les capillaires fragiles. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez l'utiliser avec prudence et douceur.
3. Lors de l'utilisation, n'appuyez pas trop fort pour éviter les rougeurs de la peau, la congestion, la desquamation, etc.
4. Pendant ou après l'utilisation de ce produit, en raison de la stimulation de la circulation sanguine de la peau par massage, la peau peut présenter une légère rougeur et un gonflement, ceci est normal et va progressivement disparaître.
5. Cesser immédiatement l'utilisation si des symptômes tels que des ecchymoses, des rougeurs sévères et un gonflement apparaissent.
6. Pour le meilleur effet de ce produit, veuillez garder la peau sèche et propre, ne l'utilisez pas avec une lotion, une huile essentielle ou d'autres liquides.
7. Pour votre santé et pour obtenir le meilleur effet de massage, il est recommandé de maintenir une alimentation équilibrée et de bonnes habitudes d'exercice.

Description et efficacité de la conception du produit



La conception de ce produit s'inspire de la technologie de massage professionnelle. Chaque paire de rouleaux en caoutchouc est placée de manière non parallèle et symétrique à un certain angle. Lors de l'utilisation de différents angles de rouleau, il peut se comprimer et s'étirer en même temps lors du glissement. La technique de massage améliore la circulation sanguine du tissu sous-cutané. Un massage par roulement répété peut également aider le tissu sous-cutané à éliminer l'excès d'eau, à réguler l'état de la peau, à rendre la peau plus lisse et plus ferme et à éliminer efficacement la cellulite.

La forme de ce produit est une forme d'anneau conçue selon l'ergonomie, qui peut couvrir la plupart des zones cutanées sujettes à la cellulite (telles que les jambes et l'abdomen). Un massage répété et ordonné du rouleau peut obtenir les effets suivants en peu de temps :

1. Favorise la circulation sanguine dans le tissu sous-cutané, élimine l'excès d'eau, rend la peau plus douce et plus lisse, ferme et élastique.
2. L'utilisation à long terme peut éliminer efficacement la cellulite accumulée sous la peau.


Instructions:

Lorsqu'il est nécessaire de masser l'abdomen, la région des cuisses :



1. Utilisez l'ensemble du rouleau de massage des jambes.
2. Utilisez environ 5 minutes par zone (plus de 10 minutes n'est pas recommandée), 1 à 2 fois par jour.
3. Lors de l'utilisation, assurez-vous que le rouleau en caoutchouc est perpendiculaire à la peau et utilisez une pression appropriée (mais évitez les ecchymoses et les abrasions cutanées) pour glisser à plusieurs reprises sur la peau pour obtenir l'effet de massage.
4. Lors du massage du dos, il est recommandé de demander l'aide d'autres personnes.

Lorsqu'il est nécessaire de masser les bras, les mollets, les épaules et la nuque :



1. Appuyez sur le bouton pour retirer le masseur à une main.
2. Utilisez chaque zone pendant environ 5 minutes (plus de 10 minutes ne sont pas recommandées), 1 à 2 fois par jour.
3. Lors de l'utilisation, veuillez vous assurer que le rouleau en caoutchouc est perpendiculaire à la peau et utilisez une pression appropriée (mais veuillez éviter les ecchymoses et les abrasions cutanées) pour glisser à plusieurs reprises sur la peau pour obtenir l'effet de massage.
4. Lors du massage des épaules et du cou, il est recommandé de demander de l'aide à d'autres personnes.