

560.805 - Körpermassagegerät



Einleitung>>>

BODY SCULPTING MASSAGER ist ein tragbares Massagegerät zur Verwendung zu Hause oder anderswo. Der einzigartige Welleneffekt formt den Körper und verleiht der Haut Festigkeit. Die drei verschiedenen Bezüge können zur Glättung der Haut, zur Körpermassage und gegen Cellulite eingesetzt werden. Es kann auch die Durchblutung anregen und Muskelfieber lindern. Das ergonomische Design sorgt für eine einfache Bedienung.

Paket enthalten>>>

- Massagegerät
- 1x blauer Stoffbezug
- 1x weißer Stoffbezug
- 1x orangefarbener Stoffbezug
- Handbuch


Produktspezifikation>>>

Produktname: Körpermassagegerät
Nennleistung: 28W Nennleistung
Spannung: AC110V


Teile und Funktionen>>>




Anleitung>>>




Bevor Sie die Stoffabdeckung des Massagekopfs austauschen, denken Sie daran, zuerst den Strom auszuschalten.



Halten Sie die Maschine mit der linken Hand und entfernen Sie die Stoffabdeckung, wenn Sie sie ersetzen müssen.



Wechseln Sie den Stoffbezug, den Sie benötigen. Achten Sie darauf, dass die Stoffhülle den Massagekopf vollständig umschließt.



Schließen Sie die Maschine an eine Steckdose an und schalten Sie sie ein.



Notiz:

Verwenden Sie diese Maschine nicht in der Nähe Ihres Haares, um zu verhindern, dass sich Haare in der Maschine aufwickeln.

Benutzungsanleitung >>>

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Strom

Schließen Sie die Maschine an eine verfügbare Steckdose an.

2. Intensität anpassen (optional)

Stellen Sie den Schalter auf „off“ (niedrig) oder „on“ (hoch), um die Intensitätsstufen zu wählen.

3. Massage Ausgewählter Körperteil

Nachdem Sie die Intensität gewählt haben, drücken Sie den weichen Kopf gegen ein Körperteil, an dem Sie Schmerzen oder Steifheit verspüren, wie Oberschenkel, Wade oder Hüfte usw.

4. Schalten Sie das Gerät aus

Wenn Sie mit der Benutzung des Geräts fertig sind, drehen Sie den Schalter ganz auf „Aus“, um es auszuschalten.

Reinigung >>>

Der Stoffbezug ist abnehmbar, waschbar. Es ist normal, dass sich der Stoff nach Gebrauch vom Stoffbezug löst.

Sicherheitshinweise>>>

1. Nicht in Wasser tauchen. Dieses Produkt sollte nicht in der Dusche oder Badewanne verwendet werden.

2. Nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

3. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie Hautprobleme haben.

4. Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn Sie sich unwohl fühlen.

5. Achten Sie beim Wechseln des Zubehörs darauf, zuerst die Maschine auszuschalten.

6. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch.

7. Halten Sie Haare oder lose Kleidung von beweglichen Teilen fern

8. Drücken Sie nicht zu fest auf die Haut.

9. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu öffnen oder zu reparieren. Es hat keine zu wartenden Teile.

10. Nicht innerhalb einer halben Stunde nach einer Mahlzeit verwenden.
11. Es wird empfohlen, es einmal für 30 Minuten zu verwenden, damit sich die Maschine und der Körper vor der erneuten Verwendung eine Weile ausruhen können.