


581.041 Super Micro Bubble Gesichtsreiniger

Systeme Clean Deep Skin




- Die tägliche Anwendung von Kosmetika im Gesicht hilft, eine schöne und elastische Haut zu erhalten
- Wenn sich kosmetische Rückstände oder Bakterien in der Haut befinden, erscheinen Haarfollikel
- Für eine gesunde Haut ist die Verwendung von Kosmetikprodukten notwendig
- Das Schönheitsinstrument pflegt Ihre Haut dank tiefer Haarfollikel-Reinigungsfunktion und Mitesser-Peeling-Funktion
- Für eine schöne und gesunde Haut

Prinzip des Hautschönheitsinstruments



Der Ultra-Mikroblasen-Gesichtsreiniger ist ein Vakuumkreislauf, der durch Vakuum-Unterdruck gebildet wird und die Super-Mikroblase und die Nährlösung vollständig kombiniert. Er kann durch einen speziell entwickelten kleinen spiralförmigen Saugkopf direkt auf die Haut einwirken und die superfeine Blase in langem Kontakt mit der Haut halten, um den Abstreifeffekt zu fördern. Die Kombination aus Ultramikroblase und Absorptionsfunktion kann das Gesicht gründlich reinigen und Alterszeichen mildern. Sicher und schmerzlos. Eliminiert Talg, entfernt tiefgehend alle Arten von Verunreinigungen, Milben und Ölrückständen im Infundibulum der Haarfollikel. Gleichzeitig wird der Haarfollikeltrichter mit Nährstoffen gefüllt,

Funktion passender Produkte



- Peelen und befeuchten, Porenrückstände reinigen
- Wenn die Milchsäure im Uhrzeigersinn in die Poren eindringt, kann sie Fett auflösen und Mitesser beseitigen
- Gealterte Keratinozyten werden entfernt und eine hohe Konzentration an Emulsion wird an der Absorptionsstelle injiziert.
- Nach der Pflege ist die Haut befeuchtet, glatt und glänzend
- Stellen Sie die Emulsionsdosierung über das Zuführrohr in der Steuerzentrale ein, erweichen Sie die Zelle.
- Absaugen von Talgsekreten und Unreinheiten, Pflegend, Absaugen von abgestorbenen Zellen und Unreinheiten

Das Beauty-Instrument besteht aus folgenden Grundkomponenten:



Instrument body * 1



Probe *6 (soft probe *3, hard probe *3)



USB charging cable * 1



- ① Entfernen Sie die Lösungsflasche
- ② Schließen Sie die Lösungsflasche an das Instrument an und injizieren Sie die entsprechende Menge Lösung

Erinnerung:

1) 6 Arten von Sonden, darunter 3 Arten von weichen Sonden und 3 Arten von harten Sonden. Kleine Sonden eignen sich für Partien mit kleinem Einsatzbereich (wie Nase, Achsel usw.), große Sonden eignen sich für Partien mit größerem Einsatzbereich (wie Gesichtspartien, Stirn usw.). Weiche Sonden eignen sich für Personen mit dünner und zarter Haut. Bitte wählen Sie die geeignete Sonde entsprechend der tatsächlichen Nutzungserfahrung, unterschiedlichen Hauttypen und Behandlungsflächen.


2) Die Originallösungsflasche hat eine eigene Lösung, die direkt verwendet werden kann. Wenn Sie die Lösung ersetzen müssen, reinigen Sie zuerst die Lösungsflasche und fügen Sie dann neue Lösung hinzu.

Die Lösung sollte weder zu viel noch zu wenig sein. Die Hälfte der Lösung wird empfohlen. Bevor Sie die Lösung wechseln, informieren Sie sich bitte über den entsprechenden Hauttyp und die Vorsichtsmaßnahmen.

Handbuch



① Zum Aufladen mit der Ladeleitung verbinden ② Aufleuchten



③ Ausschalten, 2 Sekunden gedrückt halten ③ Drei Geschwindigkeiten, regelbare Saugleistung

Erinnerung:

- 1) Es gibt drei Geschwindigkeiten für die Saugkraft. Bitte wählen Sie die passende Stufe nach Ihrem eigenen Empfinden aus.
- 2) Es ist strengstens verboten, das Instrument während des Betriebs zu schütteln oder auf den Kopf zu stellen.

Produktparameter

Name	Super-Mikrobläschen-Gesichtsreiniger
Eingangsspannung	5V===
Batteriespannung	3,7 V
Eingangsleistung	0,8 W
Komponenten	Host*1, weiche Sonde*3, harte Sonde*3, USB-Ladekabel*1
Geeigneter Hauttyp	Das Instrument ist für alle Hauttypen geeignet (Bei Verwendung mit Hautpflegelösung bitte den für die Lösung geeigneten Hauttyp beachten)
Produktwirksamkeit	Tiefenreine Haut, Mitesser/Akne absorbieren/ Weiße Punkte, Make-up und Öl entfernen, auffüllen wässern und befeuchten
Mittel	Gereinigtes Wasser, Energiewasser, saubere Lösung, Mitesserflüssigkeit, Make-up-Entferner, Lotion, Toner usw.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:

1. Es ist verboten, das Gerät außerhalb des ursprünglichen Zwecks zu verwenden.
2. Wählen Sie die geeignete Sonde und Ausrüstung aus, um Hautverletzungen zu vermeiden.
3. Übermäßiger Gebrauch kann zu Hautproblemen führen. Beenden Sie die Anwendung, wenn sich die Haut nicht gut anfühlt.
4. Bitte verwenden Sie das Gerät mit Blackhead Export Liquid. Einmal pro Woche wird empfohlen.
5. Wenn Sie Hautpflegeprodukte verwenden, beachten Sie bitte den entsprechenden Hauttyp und die Probleme, die Aufmerksamkeit erfordern
6. Es ist verboten, das Produkt an Orten mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit, an Orten mit viel Staub und an Orten mit Feuerwerk zu verwenden und zu

lagern. Es ist möglich, das Instrument versehentlich zu starten und die Lebensdauer des Produkts zu verkürzen. Achten Sie darauf, das Netzkabel während des Ladevorgangs auszuziehen.

8. Wenn Sie das Gerät länger als sieben Tage nicht benutzen, schalten Sie nach dem Trennen des Rumpfes und der Ladeverbindungsleitung unbedingt die Stromversorgung aus.

9. Es wird empfohlen, den Akku jederzeit aufzuladen. Wenn der Akku vollständig entladen ist, wird die Funktion des Produkts eingeschränkt

10. Verwenden Sie keine Chemikalien, um das Instrument abzuwischen.

11. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um es zu reinigen.

12. Verhindern Sie, dass das Produkt herunterfällt oder in anderer Weise beschädigt wird.

13. Es ist verboten, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Der Kundendienst ist nicht kostenlos verfügbar.

14. Achten Sie bei der Pflege des Instruments darauf, dass Kinder keinen Zugang haben.

Lademethode:

1. Bitte schließen Sie das im Produkt enthaltene USB-Ladekabel an den folgenden Host-Computer und das folgende USB-Netzteil an.

(USB-Anschluss zum Aufladen, Handy-Ladegerät, tragbares Ladegerät, USB-Anschluss für Auto, USB-Schnittstelle für Computer oder Laptop)

2. Es wird empfohlen, ein Ladegerät über d.c5v/500mah zu verwenden.

3. Das Licht blinkt, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft, und das Licht leuchtet nach dem Ladevorgang weiter.

4. Achten Sie darauf, das Gerät im ausgeschalteten Zustand aufzuladen.