

581.751 – Lichtmaske «Facemask Light»



Überblick

Masken gehörten schon immer zu den wichtigsten Hautpflegeprodukten für Schönheitsliebhaber und werden von der Öffentlichkeit allgemein akzeptiert. Dank des Fortschritts in Wissenschaft und Technologie sind die Menschen nicht mehr auf den allgemeinen Arzneimittelpflegefilm beschränkt, um die Haut zu pflegen und die heute weltweit beliebteste Schönheits- und Hautpflegemethode ist die Photonen-Hautverjüngung.

Internationale medizinische Organisationen haben aufgezeigt, dass die Verwendung bestimmter Lichtwellenlängen die Vitalität von Hautzellgeweben und den Hautzustand durch Nahbestrahlung verbessern kann. Die Photonen-Hautverjüngung ist unter Hollywoodstars ein offenes Geheimnis. Bei der traditionellen Photonen-Hautpflege werden jedoch im Allgemeinen gross angelegte Photonengeräte verwendet, die teuer sind und über den Rahmen des normalen Verbrauchs hinausgehen.

Die als «Magic Light» bekannte LED-Maske zur Hautverschönerung mit buntem Licht ist ein biologisch aktives Kaltlicht, das auf der neuesten koreanischen Schönheitstechnologie basiert, keine hohe Wärme erzeugt und Niedertemperatur-Speicherlicht, Niedrigenergie- und Touch-Light-Anpassungstechnologie verwendet. Das führt zu einer Hautpflege und Behandlung der Haut mit einer natürlichen Milde, starken Heilwirkung, geringem Risiko, ohne Nebenwirkungen, etc., und ist für alle Hauttypen geeignet.

Einführung

Die LED-Farbleicht-Hautverschönerungsmaske nutzt das Prinzip der Photodynamik, um tiefe Zellen zu aktivieren und der Haut zu ermöglichen, einen besseren Stoffwechsel durchzuführen. Nachdem das Licht von der Haut absorbiert wird, wird die Lichtenergie in intrazelluläre Energie umgewandelt, die das Mikrogefäßsystem entspannt und stärkt und eine photochemische Reaktion mit der Haut erzeugt. Die enzymatische Reaktion erhöht die Aktivität der Katalase (Catalase) und der Superoxiddismutase (SOD), die als «Wächter» und «Reinigungswächter» der Zellen dienen, und erhöht die Zersetzung von Adenosintriphosphat (ATP), das die Quelle der zellulären Energieerzeugung ist, fördert den Zellstoffwechsel und die Zellsynthese, erhöht den Spermien- und Proteingehalt, stimuliert das 5-fache des Kollagens aus einer grossen Fläche, stimuliert die Sekretion des grundlegenden synthetischen Faserwachstumsfaktors (BFGF) und des epidermalen Wachstumsfaktors (EGF) im Körper und die Herstellung von Kollagenfasern und Elastizität, ordnet Fasern neu, blockiert und beseitigt die Bildung von Melanin, beschleunigt das Zellwachstum und die Blutzirkulation, stimuliert das Fibroblastengewebe, um Kollagen zu produzieren, erhöht die Elastizität der Haut, regeneriert alternde Haut, Haut mit Akne, verdünnt Flecken, verbessert die Festigkeit der Haut, und entlastet Sonnenbrand usw.

Funktion

Die LED-Farbleicht-Hautverschönerungsmaske nimmt das Prinzip der Lichtbestrahlung, die sicher und einfach ist, und kann wiederholt verwendet werden, um die Gesichtshaut zu erhalten. Es löst grundsätzlich die Probleme der Aufhellung und Hautalterung, das heisst: die Aktivität der Zellen zu erhöhen; den Stoffwechsel der Zellen zu fördern, so dass die Haut eine grosse Menge an Kollagen und faserigem Gewebe absondern kann, um sich zu füllen. Beschleunigung des Blutrückflusses, Erhöhung der Hautelastizität, Verbesserung der Hautblässe und -stumpfheit, um eine Aufhellung, Hautverjüngung, Faltenbekämpfung, Aufhellung und andere reparierende Effekte zu erzielen. Das Gerät wurde auf der Grundlage der ursprünglichen Technologie weiterentwickelt und verwendet 7 verschiedene Kaltlichtquellen,

nämlich rotes, blaues, grünes, gelbes, violettes, blaues und Laserlicht. Jedes Licht hat eine andere Wirkung und kann verschiedene Hautprobleme behandeln. Ein Instrument mit mehreren Funktionen, praktisch und erschwinglich.

- **Hellrot:**

Die Wellenlänge beträgt 630 nm, bekannt als „biologisch aktives Licht“, das die Zellaktivität steigern, den Stoffwechsel beschleunigen und die Kollagenbildung fördern kann. Poren, Hautstraffung, Anti-Aging- und Antioxidationswirkung.

- **Hellblau:**

Die Wellenlänge beträgt 470 nm und kann sterilisieren, Entzündungen reduzieren und hemmen. Es kann Bakterien effektiv zerstören, ohne das Hautgewebe zu schädigen, und Akne während der Entzündungsphase stark reduzieren, bis sie in kurzer Zeit geheilt ist. Es hat die Wirkung, Akne und Wunden zu entfernen, Entzündungen zu reduzieren, die Haut zu reparieren und keine Narben oder Pigmentierung zu hinterlassen.

- **Hellgrün:**

Mit einer Wellenlänge von 520 nm hat es die Aufgaben, zu neutralisieren, das Gleichgewicht wiederherzustellen und zu stabilisieren. Es kann die Hautölsekretion reduzieren, das Wasser-Öl-Verhältnis ausgleichen, mentale Spannungen effektiv lindern und Lymphen und Ödeme auswaschen.

- **Hellgelb:**

Die Wellenlänge 590 nm verbessert den zellulären Sauerstoffaustausch, füllt die Energie der Hautzellen auf, baut Pigmente ab, fördert die Lymphdrainage und verbessert raue Haut und Falten. Behandeln Sie Hautrötungen, Fieber, Tinea usw. und verbessern Sie die Immunität der Haut.

- **Lila:**

Lila ist ein Doppelfrequenzlicht aus rotem und blauem Licht. Es kombiniert die Wirkung zweier Lichtarten, insbesondere bei der Behandlung von Akne und Aknenarben. Es hat eine besonders gute und aufbauende Wirkung.

- **Cyan-Blu-ray:**

Es kann die Zellenergie allmählich erhöhen und hat eine gute Wirkung auf die Förderung des Stoffwechsels.

- **Laser [weisses Licht]**

Dringt tief in die Haut ein, beschleunigt den aktiven Gewebestoffwechsel, baut Pigmentierung ab und verbessert feine Linien und schlaffe Haut.

Anweisungen

1. Reinigen Sie die Haut, lassen Sie das Wasser auf natürliche Weise trocknen oder trocknen Sie es vorsichtig mit einem saugfähigen Handtuch ab (verwenden Sie kein dickes Handtuch, um Ihr Gesicht hart zu reiben, dies führt zu grossen Poren, rauer Haut und Wassermangel).
2. Nehmen Sie die LED-Maske aus der Verpackung, ziehen Sie die Gummibänder auf der linken und rechten Seite an, nehmen Sie die Stromversorgungsbox und schliessen Sie das Netzkabel der Maske an die Ausgangsöffnung der Stromversorgung der Steuereinheit an.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Wenn die Betriebsanzeige leuchtet, drücken Sie die Start-/Pause-Taste und die LED-Maske ist eingeschaltet.
4. Drücken Sie die Farbauswahl Taste, um den Photonentyp auszuwählen (Farbe: rot, blau, grün, lila, gelb, blau, weiss). Drücken Sie dann die Zeitwahl Tasten Time + und Time -, um die Arbeitszeit einzustellen. Wir empfehlen 15-30 Minuten (abhängig von den persönlichen Bedürfnissen). Beachten Sie, mit den Augen während des Betriebs nicht längere Zeit direkt in die Lichtquelle zu blicken. Mit Energy + und Energy- können Sie die Intensität des Lichts auswählen.
5. Bedecken Sie das Gesicht mit der Leuchtmassage und finden Sie eine geeignete und bequeme Trageposition. Die Riemen auf beiden Seiten gehen über und unter die Ohren und fixieren die Maske. (Bevor Sie die Maske tragen, können Sie das Licht zuerst auf die niedrigste Stufe einstellen und dann die Lichtintensität nach dem Tragen einstellen.)
6. Es wird empfohlen, die Photonen-Schönheitsbehandlung in einem ruhigen Moment auszuprobieren, ein bequemes Sofa oder Bett zu finden, sich ruhig hinzulegen und die Augen zu schliessen, um den durch das Photon bewirkten Schönheitsprozess zu geniessen.
7. Die Photonenmaske wird mit Hautpflegeprodukten oder Einwegmasken verwendet. Tragen Sie nach der Gesichtsreinigung die Hautpflegeprodukte oder Einwegmasken gleichmässig auf das Gesicht auf, legen Sie die Photonenmaske auf das Gesicht und fixieren Sie sie und verwenden Sie das rote Licht, um die eingestellte Behandlung nach einer Weile abzuschliessen (wir empfehlen 15-30 Minuten). Die Maske schaltet sich automatisch aus. Nehmen Sie zu diesem Zeitpunkt die Maske ab und reinigen Sie sie gut, damit Sie sie beim nächsten Mal weiter verwenden können.



Auf einer Couch oder einem Bett liegen und nicht gleichzeitig Bücher lesen und fernsehen, um die Augen zu schonen.

Erinnerung: Benutzer können je nach Bedarf verschiedene Farben von Photonen auswählen und müssen die drei Photonen nicht kontinuierlich verwenden. Je nach individuellen Gegebenheiten können bei Bedarf unterschiedliche Photonen kontinuierlich zur Schönheitsbehandlung eingesetzt werden.

Vorsichtsmassnahmen

1. Vermeiden Sie es, direkt auf den Lichtquellenteil der Maske zu schauen oder lange in die Lichtquelle zu schauen. Sie müssen während des Gebrauchs Ihre Augen schliessen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Licht zu stark ist, können Sie es mit einem Wattepad oder einer Augenmaske abdecken.
2. Es wird empfohlen, eine Einwegmaske mit hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen oder Hautpflegeprodukten wie Akne und Aufhellung zu verwenden, die zur Verbesserung der Absorptionswirkung beitragen.
3. Da die Maske aus Kunststoff besteht, kann sie beim Öffnen der Verpackung etwas riechen, was ein normales Phänomen ist; der Geruch wird bald verschwinden.
4. In der Leuchtfolie befinden sich Schaltkreise und LED-Lichtkörper, die nicht verbogen oder stark gedrückt werden dürfen.
5. Wenn Sie die Maske vor dem Schlafengehen im Bett verwenden, legen Sie sie nach Ablauf der Behandlung wieder in die Box oder nehmen Sie sie zumindest vom Bett.
6. Beim Reinigen der Leuchtmassage ist es strengstens verboten, sie in Wasser zu legen. Wischen Sie sie einfach mit einem feuchten Tuch ab, und waschen Sie das Gummiband mit Wasser.
7. Reiben Sie die Maske nicht mit aggressiven chemischen Lösungsmitteln.
8. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung.

ACHTUNG

Verwenden Sie sie nicht

- wenn Sie schwanger sind
- für Kinder
- wenn Sie an Epilepsie leiden
- wenn Sie eine Schilddrüsenerkrankung haben oder Schilddrüsenmedikamente einnehmen
- wenn Sie lichtempfindlich sind oder Medikamente einnehmen, die diesen Zustand verursachen können
- wenn Sie offene Wunden im Gesicht haben

Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie sich unwohl fühlen und befolgen Sie den Rat Ihres Arztes.