

581.751 – FACEMASK LIGHT



Aperçu

Le masque a toujours été un des soins de la peau indispensables pour les amoureux de la beauté, et il est largement accepté par le public. Avec le développement de la science et de la technologie, les gens ne sont plus limités aux soins médicamenteux pour prendre soin de leur peau. La méthode de beauté et de soins de la peau la plus populaire dans le monde aujourd'hui est le rajeunissement de la peau par photons.

Les organisations médicales internationales ont prouvé que l'utilisation de longueurs d'onde spécifiques de la lumière peut améliorer la vitalité des tissus cellulaires de la peau et améliorer l'état de la peau grâce à une irradiation proche. Le rajeunissement de la peau par photon est un secret de polichinelle parmi les stars d'Hollywood. Cependant, les soins de la peau à photons traditionnels utilisent généralement des équipements à photons à grande échelle, ce qui est coûteux et dépasse la portée de la consommation des gens ordinaires.

Connu sous le nom de « lumière magique », le masque d'embellissement de la peau à lumière colorée LED est une lumière froide biologiquement active qui

introduit la dernière technologie de beauté coréenne, ne génère pas de chaleur élevée et utilise une lumière à faible énergie et une technologie de réglage tactile de la lumière pour soigner la peau. Le traitement, avec une douceur naturelle, un effet curatif important, un faible risque, aucun effet secondaire, etc., est parfait pour le soin de la peau, adapté à tous les types de peau.

Introduction

Le masque d'embellissement de la peau à lumière colorée LED utilise le principe de la photodynamique pour activer les cellules profondes et permettre à la peau d'effectuer un meilleur métabolisme. Une fois la lumière absorbée par la peau, l'énergie lumineuse est convertie en énergie intracellulaire, qui détend et renforce le puits microvasculaire et produit une réaction photochimique avec la peau. La réaction enzymatique augmente l'activité de la catalase (Catalase) et de la super oxyde dismutase (SOD), qui servent de «gardes» cellulaires et de «gardes de nettoyage», et augmente la décomposition de l'adénosine triphosphate (ATP), qui est la source d'énergie cellulaire génération. Favorise le métabolisme et stimule 5 fois le collagène d'une grande surface.

Fonction

L'instrument de masque d'embellissement de la peau à lumière de couleur LED adopte le principe de l'irradiation lumineuse, qui est sûr et simple, et peut être utilisé à plusieurs reprises pour maintenir la peau du visage. Il résout fondamentalement les problèmes de blanchiment et de vieillissement cutané, c'est-à-dire : augmente l'activité des cellules ; favorise le métabolisme des cellules, afin que la peau puisse sécréter une grande quantité de collagène et de tissu fibreux pour se remplir ; accélère le retour sanguin, augmente l'élasticité de la peau, améliore la couleur et la matité de la peau, afin d'obtenir un blanchiment, un rajeunissement de la peau, un anti-rides, un éclaircissement et d'autres effets réparateurs. L'instrument a été amélioré sur la base de la technologie d'origine, en utilisant 7 sources de lumière froide différentes, à savoir la lumière rouge, bleue, verte, jaune, violette, bleue et laser. Chaque lumière a des effets différents et peut traiter différents problèmes de peau.

● Rouge clair :

La longueur d'onde est de 630 nm, connue sous le nom de «lumière biologiquement active», qui peut améliorer l'activité cellulaire, accélérer le métabolisme et favoriser la formation de collagène. Pores, resserrement de la peau, effets anti-âge et anti-oxydation.

●Bleu clair :

La longueur d'onde est de 470 nm, ce qui peut stériliser, réduire et inhiber l'inflammation. Il peut détruire efficacement les bactéries sans endommager les tissus cutanés et réduire considérablement l'acné pendant la période inflammatoire jusqu'à la guérison en peu de temps. Il a pour effet d'éliminer

l'acné et les plaies affectant le visage, de réduire l'inflammation et de réparer la peau, sans laisser de cicatrices ni de pigments.

●**Vert clair :**

Avec une longueur d'onde de 520nm, il a les fonctions de neutralisation, d'équilibre et de stabilité. Il peut réduire la sécrétion d'huile de la peau, équilibrer le rapport eau-huile, soulager efficacement la tension mentale, draguer la lymphe et l'œdème.

●**Jaune clair :**

La longueur d'onde de 590 nm spécialement traitée améliore l'échange d'oxygène cellulaire, reconstitue l'énergie des cellules de la peau, décompose les pigments, favorise le drainage lymphatique et améliore la peau rugueuse et les rides. Traiter les rougeurs cutanées, la fièvre, la teigne, etc., et améliorer l'immunité cutanée.

●**Violet :**

C'est une lumière à double fréquence de lumière rouge et de lumière bleue. Il combine les effets de deux types de lumière, notamment dans le traitement de l'acné et des cicatrices d'acné. Il a un effet particulièrement bon et réparateur.

●**Cyan Blu-ray :**

Il peut progressivement augmenter l'énergie des cellules et a un bon effet sur la promotion du métabolisme.

●**Laser lumière [lumière blanche] :**

Pénètre profondément dans la peau, accélère le métabolisme des tissus actifs, décompose la pigmentation, améliore les ridules et le relâchement cutané.

Instructions

1. Nettoyez la peau, laissez l'eau sécher naturellement ou rincez doucement l'eau sur la peau du visage avec une serviette absorbante (n'utilisez pas de serviette épaisse pour frotter fort votre visage, cela provoquera des pores dilatés, une peau rugueuse, un manque d'eau).

2. Sortez le masque d'embellissement de lumière colorée LED, enfiler les bandes élastiques sur les côtés gauche et droit, sortez le boîtier de commande d'alimentation et connectez le cordon d'alimentation du masque au trou de sortie du boîtier de commande d'alimentation.

3. Appuyez sur la touche Power, le voyant d'alimentation s'allumera, puis appuyez sur la touche ON/OFF, le masque photon LED s'allumera.

4. Appuyez sur la touche de sélection couleur pour sélectionner le type de

photon (couleur : rouge, bleu, vert, violet, jaune, bleu, blanc). Appuyez ensuite sur le bouton de sélection du temps Time+ et Time- pour régler le temps de travail. Il est généralement recommandé de choisir 15 à 30 minutes (selon les besoins personnels). Notez que les yeux ne doivent pas regarder directement la source lumineuse pendant une longue période. Energy+ et Energy- permettent de choisir l'intensité de la lumière.

5. Couvrez le visage avec le masque lumineux et positionnez-le de manière adaptée et confortable. Les sangles des deux côtés passent sur les oreilles. Ajustez la sangle magique pour fixer le masque. (Avant de porter le masque, vous pouvez d'abord ajuster la lumière au plus faible, puis ajuster l'intensité lumineuse après l'avoir porté).

6. Il est recommandé d'essayer le traitement de beauté par photon pendant un moment de repos, de trouver un canapé ou un lit confortable, de s'allonger tranquillement et de fermer les yeux pour profiter du processus de beauté apporté par le photon, de ne pas lire de livres, de regarder la télévision, de surfer sur Internet, etc. lors de l'utilisation d'un masque à photons.

7. Le masque à photons est utilisé avec des produits de soins de la peau ou des masques jetables. Après avoir nettoyé le visage, appliquez uniformément les produits de soin de la peau ou les masques jetables sur le visage, placez le masque photon sur le visage et fixez-le, et utilisez la lumière rouge pour terminer le traitement. Après un certain temps (généralement 15-30 minutes est recommandé), le boîtier de commande d'alimentation éteindra automatiquement les photons LED. À ce stade, retirez le masque jetable, retirez le masque à photons et faites un bon travail de nettoyage, afin que vous puissiez continuer à l'utiliser la prochaine fois.



Allongez-vous sur un canapé ou un lit, ne lisez pas de livres et ne regardez pas la télévision en même temps.

Rappel : les utilisateurs peuvent choisir différentes couleurs de photons en fonction de différents besoins et n'ont pas besoin d'utiliser les trois photons en continu. Selon les circonstances individuelles, différents photons peuvent être utilisés en continu pour un traitement de beauté si nécessaire.

Précautions

1. Essayez d'éviter de regarder directement la partie source de lumière du masque ou de regarder la source de lumière pendant une longue période. Vous devez fermer les yeux pendant l'utilisation. Si vous sentez que la lumière est trop forte, vous pouvez utiliser un coton ou un masque pour les yeux pour la couvrir.

2. Il est recommandé de l'utiliser avec un masque jetable contenant des ingrédients naturels de haute qualité ou des produits de soin de la peau tels que l'acné et le blanchiment, ce qui contribuera à améliorer l'effet d'absorption.

3. Parce que le masque est en plastique, il peut y avoir une odeur lorsque vous ouvrez l'emballage, ce qui est un phénomène normal et l'odeur disparaîtra bientôt.

4. Il y a des circuits et des corps lumineux LED à l'intérieur du film luminescent, qui ne peuvent pas être serrés, pliés ou fortement pressés.

5. Lorsque vous l'utilisez sur le lit avant d'aller au lit, il est préférable de le remettre dans la boîte une fois le traitement épuisé, ou au moins de le retirer du lit.

6. Lors du nettoyage du masque lumineux, il est strictement interdit de le tremper dans l'eau, il suffit de l'essuyer avec un chiffon humide et la bande élastique peut être lavée à l'eau.

7. Ne frottez pas le masque avec des solvants chimiques corrosifs.

8. Évitez l'exposition au soleil.

ATTENTION

Ne l'utilisez pas

- si vous êtes enceinte
- sur les enfants
- si vous souffrez d'épilepsie
- si vous souffrez de maladies thyroïdiennes ou si vous prenez des médicaments thyroïdiens
- si vous êtes atteints de photosensibilité ou si vous prenez des médicaments qui peuvent causer cette maladie
- si vous avez des plaies cutanées.

Arrêtez l'utilisation si vous ne vous sentez pas bien et suivez les conseils du médecin après l'avoir consulté.